



RECYPEN™

PROGRAMME EXPÉRIMENTAL DE RECYCLAGE LANCÉ PAR DASTRI, SANOFI ET LILLY

1


RÉGIONS CONCERNÉES



2

PRODUITS CONCERNÉS

stylo injecteur sanofi
stylo injecteur Lilly



Dans ces régions, la boîte violette est remplacée par la **boîte violette RECYPEN**

Attention : Les eDASRI (capteur de glucose en continu et pompes patches à insuline) sont à déposer dans la même boîte violette RECYPEN

3

COMMENT COMMANDER LA BOITE ?

- Connectez-vous sur [dastri.fr/rubrique commande](http://dastri.fr/rubrique-commande)
- Recevez 16 **boîtes violettes RECYPEN** et 2 **caisses cartons violettes** dans les **5 jours ouvrés**



4

COMMENT LES FAIRE ENLEVER ?



- Dès réception de la période de collecte, connectez-vous sur [dastri.fr/rubrique commande](http://dastri.fr/rubrique-commande)
- Déclarez le **nombre** de caisses carton violettes



AIDEZ-NOUS À LES RECYCLER !



91% DES PHARMACIENS SE DÉCLARENT ENGAGÉS POUR L'ENVIRONNEMENT*

*Source baromètre IFOP DASTRI pharmaciens 2023



Consultez la page RECYPEN en flashant ce code



Suivez notre actualité

